

ELLIPSIS

Ultra μ balance



www.bilanciali.com

Serie ELLIPSIS

Per un nuovo punto di riferimento

Le nuove Ultra Micro bilance Serie **UYA 5Y** e Micro bilance Serie **MYA 5Y** e **XA 5Y.M** proposte da Società Bilanciai Porro s.r.l. garantiscono la conformità agli standard impiegati nei settori chimico e farmaceutico (USP).

DWA - Digital Weighing Auditor

Le Microbilance serie ELLIPSIS integrano le più innovative tecnologie come la proprietaria DWA -Digital Weighing Auditor che permette di monitorare le condizionali ambientali (temperatura, umidità, pressione e vibrazioni) durante le fasi di utilizzo, o come il grande display con tecnologia Ambient Light di regolazione luminosità , infine la grafica a icone e i messaggi sonori che avvisano del risultato delle operazioni.

Il nuovo sistema di regolazione a 2 punti garantisce la massima precisione e minimizza anche gli errori di linearità, fornendo risultati affidabili su tutto il campo di pesatura.

Il più recente processore della serie Tegra e soluzioni originali progettate per consentire la regolazione dei filtri alle condizioni ambientali garantire un'eccellente ripetibilità delle condizioni di lavoro e rapida stabilizzazione dei risultati



www.bilanciai.com

Serie ELLIPSIS

Scegli il futuro

Le nuove Ultra Micro bilance dispongono di componenti rimovibili della camera di pesata

Smontaggio semplice e veloce che non richiede l'uso di attrezzi.

Ergonomia e sicurezza per il funzionamento


Comunicazione wireless stabilita tra il terminale e il'unità di pesatura consente l'utilizzo delle bilance sotto cappa armadi a flusso laminare e in cabine di aspirazione fumi.

Nuova esperienza di gestione dei dati

La memoria espandibile fino a 32 GB consente di registrare i dati di misura in una forma di report e grafici complessi che presentano statistiche e altro ancora

Funzionamento tramite dispositivi mobili

- Smartphone o Tablet (hotspot)
- Foglio di calcolo Excel (USB-C, Free Link)
- Stampante (Ethernet, Wi-Fi®, USB-A)
- PC (Ethernet, Wi-Fi®, USB-A)
- Lettore di Barcode (USB-A)
- Video widescreen (HDMI)
- Tastiera e mouse



www.bilanciati.com

ELLIPSIS

Serie

UYA 5Y | MYA 5Y | XA 5Y.M



6.1 g / 0.1 µg

Ultra Microbilancia



52 g / 0.1 µg


Microbilancia



53 g / 1 µg

Microbilancia

SERVIZIO DI VENDITA E ASSISTENZA TECNICA



SOCIETA' BILANCI AI PORRO s.r.l.
UFFICI, LABORATORIO ED OFFICINE:

Via Meda, 16 20037 - Paderno Dugnano (MI) - ITALY

Tel: +39 (0)2 9186517 Fax: +39 (0)2 9180462

e-mail: info@bilanciai.com

<http://www.bilanciai.com>

Issue Società Bilanciai Porro rev.2.1

